

1.- DENOMINACIÓN

Recambio Aerosol Automático Flores Blancas ROMAR

2.- PRESENTACIÓN

Envase de hojalata, necked-in de 3 piezas. Capacidad 335 cc.

Retráctil de 6 unidades.

3.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Producto inflamable. Almacenar en lugar fresco y aireado. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50°C/122°F. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición o llamas abiertas

4.- DURABILIDAD

Periodo de vida útil estimado en condiciones de almacenamiento recomendadas es de 5 años.

5.- COMPOSICIÓN

Ingredientes	% (p/p)
GLP (Isobutane/Propane/Butane)	62 - 67
Disolvente alcohólico	32 - 36
Perfume*	1 - 2

***Alérgenos perfume:** Alpha-Isomethyl ionone, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Limonene, Linalool.

6.- ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS (fase líquida)

<u>Aspecto:</u>	transparente
<u>Color:</u>	incoloro
<u>Olor:</u>	característico del perfume

7.- ESPECIFICACIONES FÍSICO - QUÍMICAS (fase líquida)

<u>Densidad 20°C (g/ml):</u>	0,800 ± 0,010
<u>Cantidad de agua (%):</u>	<0,25

8.- ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

No procede dada la naturaleza del producto.